



سوالات متداول استفاده از دستگاه "وکیوم تراپی کانفورت"

چند ساعت در طول روز نیاز به استفاده از دستگاه است ؟
برای اینکه بهترین نتایج را از درمان خود داشته باشید بایستی در تمام طول شبانه روز روشن باشد. در صورت نیاز به جداسازی پمپ به طور موقت دستگاه بطور اتوماتیک از باتری تعبیه شده استفاده می نماید.

آیا فرایند درمان دردناک می باشد؟
جلسه اول جای گذاری پانسمان، به دلیل کنترل نشدن ترشحات و عفونت سطح زخم کمی حساس و همراه با درد ملایم می باشد. اگر احساس درد شدید داشتید، با درمانگر زخم خود در میان بگذارید.

چه مدت زمان جهت مشاهده بهبود و پیشرفت درمان زخم نیاز است؟

این مدت زمان بستگی به نوع و شرایط زخم شما دارد و در بیماران مختلف متفاوت می باشد. به عبارتی این زمان بسته به وضعیت عمومی شما ، اندازه و نوع زخم شما و مرحله درمان زخم می باشد. در بسیاری از بیماران این پیشرفت در اولین تعویض پانسمان دیده می شود ولی در بعضی دیگر از بیماران طی چندین هفته متوالی مشاهده می شود. ممکن است این درمان به چند دلیل انتخاب شود:

- i. با هدف بسته شدن کامل زخم
- ii. جهت کنترل عفونت زخم و جمع آوری مناسب ترشحات
- iii. رسیدن به بافت گرانوله مناسب (پوشیدن زخم با بافت)

این روش را انتخاب و پس از رسیدن به مراحل فوق پانسمان های دیگر و یا با عمل جراحی زخم را ببندند.

تعداد تعویض پانسمان چند بار در هفته می باشد؟

تعداد تعویض بسته به میزان ترشحات ، نوع ، مرحله و محل زخم متفاوت است ولی معمولاً "تعداد تعویض 2-3 بار در هفته کفایت می کند.

آیا تعویض پانسمان دردناک بوده و به زخم آسیب می‌رساند؟

بعضی از بیماران بسته اندازه و محل زخم ممکن است حس درد و ناراحتی را حین تعویض پانسمان بیان کنند، این مشکل خود را با درمانگر زخم مطرح نمایید تا در صورت نیاز از روشهای کاهش درد ویا مسکن های کاهنده درد استفاده نمایید.

آیا زمانی که بیمار به سیستم فشار منفی متصل است، امکان

حرکت و جابه جایی او وجود دارد؟

معمولاً" بیماران تحت درمان با سیستم فشار منفی، امکان حرکت و جابه جایی را دارند ولی در هر صورت امکان تحرک بیمار و جابه جایی اوبستگی به محل زخم و دیگر درمانهای پزشکی که بیمار آنها را دریافت می نماید، دارد. جهت قدم زدن و حرکت می توانید به طور موقت دستگاه را از برق شهری جدا نموده و از باتری پمپ استفاده نمایید.

چگونه می توان با داشتن پانسمان واتصال زخم به پمپ ،

استحمام و شستشوی بدن را انجام داد؟

- پانسمان فیلم شفاف رویی زخم، ضد آب بوده و قابل استحمام می باشد.
- شما می توانید زمانی که پانسمان روی زخم داشته دوش گرفته یا استحمام نمایید به شرط آنکه عضوی که پانسمان دارد را در آب غوطه ور نسازید.

- بهتر است جهت پیشگیری از ورود آب به داخل پمپ، ابتدا آن را خاموش کرده ، سپس درن ها و لوله های رابط را کلمپ کرده و آنها را از پمپ جدا نمایید.
- پس از اتمام استحمام، بلافاصله دستگاه را متصل نموده و روشن کنید. در صورت بروز هر گونه مشکل، موضوع را با درمانگر خود مطرح نمایید.

در صورت مشاهده موارد ذیل لطفاً به درمانگر خود اطلاع دهید:

- تغییرات ناگهانی در حجم و رنگ ترشحات زخم
- مشاهده ناگهانی خون شدید و روشن در ترشحات داخل مخزن
- استشمام بوی شدید از زخم، یا قرمزی بیش از حد زخم
- تجربه درد شدید
- خاموش نشدن زنگ خطر دستگاه
- خاموش ماندن دستگاه برای بیش از دو ساعت متوالی

لطفاً در صورت بروز هر گونه اتفاق ناخواسته

برای زخم بیمار و یا پمپ فشار منفی (وکیوم)

با درمانگر زخم خود یا

شرکت سلامت ایده نیکان تماس بگیرید

شماره تلفن 021-66574901